

# Wie werde ich ReWalker?

1

## VORGESPRÄCH

Im kurzen Vorgespräch ermittelt ein ReWalk Spezialist, ob das ReWalk Exoskelett für Sie geeignet ist.

2

## ÄRZTLICHE FREIGABE

Um Ihre erste Erfahrung im ReWalk Exoskelett zu machen, müssen Sie uns eine von Ihrem Arzt unterschriebene Unbedenklichkeitsbescheinigung vorlegen. Die Vorlage dazu erhalten Sie von uns. Nach Erhalt und Durchsicht, kontaktieren wir Sie um weitere Schritte zu besprechen.

3

## TEST SESSION

Bei der ReWalk Test Session wird Ihnen das System erklärt und individuell an Sie angepasst. Mit Unterstützung der ReWalk Physiotherapeuten werden Sie sich in das ReWalk Exoskelett umsetzen, aufstehen, Balanceübungen machen und Ihre ersten Schritte im ReWalk gehen!

4


## TRAINING

Das ReWalk Trainingsprogramm bereitet Sie für die sichere alltägliche Verwendung Ihres persönlichen ReWalk Exoskeletts vor. Das Training wird in einem zertifizierten ReWalk Trainingszentrum stattfinden. Die Trainingskosten werden üblicherweise vom Kostenträger übernommen.

5

## IHR PERSÖNLICHES REWALK SYSTEM

Wir arbeiten eng mit dem versorgenden Sanitätshaus zusammen und begleiten Sie von der Antragsstellung bis zur Kostenübernahme Ihres ReWalk Systems.



ReWalk 6.0 Personal System

ReWalk Robotics GmbH  
Leipziger Platz 15, 10117 Berlin

TELEFON +49 (0) 30 2589 5080  
FAX +49 (0) 30 2589 4100  
E-MAIL kontakt@rewalk.com  
www.rewalk.com

**ReWalk**<sup>TM</sup>  
Robotics  
More Than Walking.

MIK210 RIF02 Rev03

# ReWalk Exoskelett Wieder Laufen



# Was ist das ReWalk Exoskelett?

Das ReWalk System ist ein am Körper tragbares Roboter-Exoskelett. Es ermöglicht Menschen mit einer Rückenmarksverletzung, durch motorisierte Hüften und Knie wieder aufrecht zu stehen, zu gehen und Treppen zu steigen. Das unabhängige und kontrollierte Gehen im ReWalk ahmt den natürlichen Bewegungsablauf der Beine nach.

## Das neue ReWalk 6.0 Exoskelett

Die sechste Generation des ReWalk Systems für die persönliche Nutzung ist entwickelt für den ganztäglichen Einsatz, sowohl Zuhause, als auch draußen. Es ist das am besten anpassbare Exoskelett und konfiguriert individuell für Sie. Die präzise Passform optimiert Sicherheit, Funktion und Gelenkausrichtung.

## ReWalk - More Than Walking



# Wer kann das ReWalk Exoskelett nutzen?

## ReWalk ist entwickelt für Personen mit:

- Behinderungen der unteren Gliedmaße, die sich mit den Händen und Schultern auf Unterarmgehstützen oder einer Gehilfe abstützen können.
- einer Körpergröße zwischen ~ 160 cm - 190 cm
  - Abhängig von der Beinlänge:
    - Unterschenkellänge: 43,5 bis 56 cm
    - Oberschenkellänge: 36 bis 48,5 cm
- Personen mit einem Gewicht bis zu 100 kg

Auch andere Faktoren wie Knochendichte und Bewegungsumfang müssen berücksichtigt werden und sind Teil der Voruntersuchung.

Ausführliche Informationen zu den Ein- und Ausschlusskriterien zur ReWalk Nutzung finden Sie auf [www.rewalk.com](http://www.rewalk.com)

Personen mit kompletter oder inkompletter Querschnittslähmung, welche die Einschlusskriterien erfüllen, haben die Möglichkeit kostenfrei die ReWalk Exoskelett Technologie zu testen.

### Info

Ob das ReWalk Exoskelett für Sie geeignet ist und wie Sie es testen können, erfahren Sie unter  
Tel.: 030 - 2589 5080  
E-Mail: [kontakt@rewalk.com](mailto:kontakt@rewalk.com)

# Was bedeutet More Than Walking?

ReWalk ist das meist erforschte Exoskelett und die klinischen Studien\* zeigen, dass Stehen und Gehen im ReWalk potenzielle gesundheitliche Verbesserungen mit sich bringt, wie z.B.:

- Reduktion einiger Medikamente für bestimmte Krankheiten
- Verbesserte Blasen- und Darmfunktion
- weniger Körperfett
- Verringerung von Schmerzen
- Verbesserung von Körperhaltung und Gleichgewicht
- besserer Schlaf und weniger Müdigkeit
- Verbesserung der psychischen Verfassung

\*Zwischenergebnisse, vorgestellt auf dem Jahrestreffen 2014 der AAPM&R. Exoskelett – gestütztes Gehen bei Rückenmarksverletzungen

## ReWalk - More Than Walking

